



# SLL-06

## LAMPADA A FESSURA



CE



# ELLEGI MEDICAL OPTICS

## SLL-06

### LAMPADA A FESSURA



CE

#### CARATTERISTICHE

- Ottiche tipo galileiano
- SLL-06 n.5 step di ingrandimento
- Luce a LED
- Alimentatore incorporato
- Predisposta per sistema acquisizione immagini VS-06 o CS-06

**Classe di Appartenenza** CLASSE I

**Normativa CE** Direttiva 93/42/CEE

EN 61010-1:2001

**RDM** 1842341

**CND** Z12120108

#### SPECIFICHE TECNICHE

##### Microscopio:

**Tipo Microscopio:** Sistema galileiano

##### Variatore ingrandimento:

SLL-06 Movimento tamburo 5 step

**Ingrandimenti:** 6.3X, 10X, 16X, 25X, 40X

**Oculari:** 12,5X

**Angolo Oculari:** 13°

**Distanza interpupillare:** 52 mm - 80 mm

**Regolazione diottrica:** da +8 a -8 diottrie

**Campo Visivo:** 40X (5.7mm), 25 (8.9mm), 16X (14mm), 10X (22.3mm), 6X (36.2mm)

##### Illuminazione Fessura:

**Larghezza Immagine:** 0 - 14 mm in continuo

**Lunghezza Immagine:** 1 - 14 mm in continuo

**Fonte di Illuminazione:** 3V/3W LED

**Angolo Fessura:** 0-180 (modificabile sia orizzontalmente che verticalmente)

**Inclinazione Fessura:** 4 step: 5°, 10°, 15°, 20°

**Filtri:** Assorbimento calore, filtro ND, red-free (verde), blu cobalto, filtro giallo incorporato

**Apertura diametri:** ø14mm, ø10mm, ø5mm, ø3mm, ø2mm, ø1mm, ø0.2mm

##### Base Strumento

**Funzionamento:** Joystick tridimensionale

**Range regolazione:** 115 mm (longitudinale), 110 mm (laterale), 30 mm (verticale)

##### Poggia-Mento

**Regolazione Verticale:** 80 mm

**Alimentazione:** 220V/ 110 V

#### ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L.

Via Pisciarelli, 79 - c/o Complesso Altamira - tel.: +39 081 549 96 45 - fax: +39 081 549 80 44  
info@ellegimedical.it - www.ellegimedical.it

P.IVA e Reg. Imp. Napoli 05354730631 - REA NA 438621 - Cod. Mecc. NA 044696  
Capitale Sociale: 26.000,00 euro int. vers. - IBAN: IT84 D030 3203 4000 1000 0012 529