



URK·700A

AUTO REFRAKTOMETRO / CHERATOMETRO

CE



ELLEGI MEDICAL OPTICS

URK·700A

AUTO REFRACTION / KERATOMETRY

Display 7" LCD Touch a colori

Schermo a colori ad alta risoluzione, touch LCD 7".

Facilità e comfort nelle operazioni

Vasta gamma di programmi con design completamente ridisegnato, facile e intuitivo.

Interfaccia

Sistema di comunicazione dati tramite RS-232 e USB.

Stampante incorporata

Nuova stampante termica incorporata.

Menu impostazioni facilitato

Velocità di selezione impostazioni.

Aggiornamenti

Aggiornamenti tramite USB.

Selezione Lingua

Possibilità di selezione della lingua.



Refrattometria

Distanza avvertice (VD)	0,0 , 10,0, 12,0, 13,5, 15,0mm	
Sfera(SPH)	-25,00 ~ +22D (VD 12mm)	Unità: 0,12 / 0,25 D
Cilindro(CYL)	0,00~±10,00D	Unità: 0,12 / 0,25 D
Asse(AX)	1~180°	Unità : 1°
Forma cilindro	-, +, MIX	
Distanza pupilla(PD)	10~85mm	
Diametro minimo pupilla	Ø2,0mm	

Keratometria

Raggio curvatura	5,0~10,2mm	Unità : 0,01mm
Potere corneale	33,00~67,50D	Unità: 0,12/ 0,25 D
Astigmatismo	0,00~15,00D	Unità: 0,12/ 0,25 D
Asse	1~180°	Unità: 1°

Diametro corneale

Diametro corneale	2,0~12,00mm	Unità : 0,1mm
-------------------	-------------	---------------

ETC.

Capacità memoria	10 misure per occhio
Stampante interna	Thermal printer
Display	7,0 inch TFT COLOR LCD Monitor, Touch
Movimento poggiamiento	Max 65mm
Ambiente per operazioni	Temperatura : +10°C ~ +40°C Umidità: 30% ~ 90% RH Range pressione atmosferica : 70 kPa ~ 106 kPa Shock (senza imballo) : 10g / 6ms Temperatura : -40°C ~ +70°C
Ambiente per custodia	Umidità : 10% ~ 95% RH Range pressione atmosferica : 50 kPa ~ 106 kPa Shock : 30g / 6ms Shock permanente : 10g / 6ms Oscillazione (curva di seno) : 10Hz ~ 500Hz, 0,5g
Alimentazione	AC100V ~ 240V, 50/60Hz
Consumo	60 - 90VA
Dimensione	248mm(W) x 476mm(D) x 473mm(H)
Peso	21kg

ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L.

Via Pisciarelli, 79 - c/o Complesso Altamira - 80078 Pozzuoli (NA)
tel.: +39 081 549 96 45 - fax: +39 081 549 80 44 - info@ellegimedical.it - www.ellegimedical.it

P.IVA e Reg. Imp. Napoli 05354730631 - REA NA 438621 - Cod. Mecc. NA 044696
Capitale Sociale: 26.000,00 euro int. vers. - IBAN: IT84 D030 3203 4000 1000 0012 529