



**Sede:**

Via Pisciarelli,79  
80078 Pozzuoli (NA)  
c/o Complesso Altamira  
**Tel:** 0815499645  
**Fax:** 0815498044

**Email:** info@ellegimedical.it  
**WWW.ELLEGIMEDICAL.IT**

## WD-260

### CASSETTA LENTI OFTALMICHE



### CARATTERISTICHE

- 260 lenti con bordo metallico
- Custodia in pelle

**Classe di Appartenenza:** CLASSE I

**Normative CE:** 93/42/CEE

**RDM:** 441473/R

**CND:** Z12120199

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Superficie Sferiche Negative e Positive

n.78 lenti concave e n.78 convesse

- 48 lenti da 0.25 D a 6.00 D con incrementi di 0.25 D
- 16 lenti da 6.50 D a 10.00 D con incrementi di 0.50 D
- 10 lenti da 11.00 D a 16.00 D con incrementi di 1.00 D
- 4 lenti da 16.00 D a 20.00 D con incrementi di 2.00 D

#### Superficie Cilindriche Negative e Positive

n.40 lenti concave e n.40 convesse

- 32 lenti da 0.25 D a 4.00 D con incrementi di 0.25 D
- 8 lenti da 4.50 D a 6.00 D con incrementi di 0.50 D

#### Cilindro Crociato

- 0.25 D

#### Lenti Prismatiche

n. 14 pezzi

- 0.5  $\Delta$ , 0.5  $\Delta$ , 1  $\Delta$ , 1  $\Delta$ , 2  $\Delta$ , 2  $\Delta$ , 3  $\Delta$ , 3  $\Delta$ , 4 $\Delta$ , 4  $\Delta$ , 5  $\Delta$ , 6  $\Delta$ , 8  $\Delta$ , 10  $\Delta$

#### Accessori

n. 9 pezzi

Filtro Maddox, filtro rosso, filtro verde, filtro neutro, fessura stenopeica, 2 foro stenopeico, occlusore, neutro croce