

Oftalmoscopio Diretto Keeler  
- Specialist -



Keeler



## Specialist



L'Oftalmoscopio  
diretto più  
preciso al mondo

### 30% di illuminazione in più

Ottiche ridisegnate per dare il 30% d'illuminazione in più per vedere attraverso cataratte e annebbiamento. Sorgente luminosa A led al alto rendimento.

### Leggerezza e equilibrio

Ancora più leggero, lo Specialist combina una linea snella con un perfetto equilibrio. Testina removibile.

### Diottria

Range di correzione diottrica: +44D a -45D per garantire analisi ottiche in ogni condizione.

### Ottiche Premium fatte a mano

Il sistema di Lenti Morton assicura un visione ottica ottimale.

### Nuovo filtro blue cobalto

Il nuovo filtro blu cobalto può essere utilizzato congiuntamente con la fluoresceina per gli esami della cornea in caso di abrasioni della cornea.

### Alimentazione

Alimentazione a batterie ricaricabili integrate nel manico.

Stazione di ricarica batterie.

### Pupillometro

IL disco del pupillometro permette una stima veloce e affidabile della misurazione della pupilla.

### Custodia

Completo di custodia protettiva per il trasporto.



**BULBO OFTALMOSCOPIO**