



Sede:

Via Pisciarelli,79
80078 Pozzuoli (NA)
c/o Complesso Altamira
Tel: 0815499645
Fax: 0815498044

Email: info@ellegimedical.it
WWW.ELLEGIMEDICAL.IT

AT - 930

RIUNITO A TRE STRUMENTI



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni:

Altezza Colonna	200 cm
Altezza Piano	80 cm
Altezza Poltrona	50-68 cm
Profondità Totale	160 cm
Larghezza Totale	180 cm

Peso:

180 Kg

Alimentazione:

230V ac, 50 – 60Hz 150W
Fusibile rete 4
Potenza Max presa aux 750 W (230V)
Potenza Max Traf. Strumenti 100 W (230V)
(mors. 20-21)
Potenza max Proiettore 200W (230V)
(mors. 14-19)

CARATTERISTICHE

- Base in acciaio rivestita
- Struttura Centrale in ABS con telaio Interno in Acciaio
- Colonna con tre lampade ad intensità regolabili separatamente
- Supporto per proiettore di ottotipi orientabile
- Piano porta strumenti con rotazione manuale con dispositivo salva gambe, bloccabile in qualsiasi posizione grazie al freno magnetico
- Sollevamento della poltrona elettromeccanico
- Doppio pannello comandi, sopra la struttura centrale e sotto il piano portastrumenti

OPTIONAL

- Poltrona Fissa codice AT – 8001
- Poltrona Reclinabile codice AT – 8003
- Braccio auto bilanciato per forottero freno meccanico codice AT – 8008
- Sollevamento elettrico pianali porta strumenti codice AT - PE

Classe di appartenenza: CLASSE I

Normative CE: Direttiva 93/42/CEE
EN-61010-1:2001