



Sede:
Via Pisciarelli,79
80078 Pozzuoli (NA)
c/o Complesso Altamira
Tel: 0815499645
Fax: 0815498044
Email: info@ellegimedical.it
WWW.ELLEGIMEDICAL.IT

WD-232

CASSETTA LENTI OFTALMICHE



CARATTERISTICHE

- 232 lenti con bordo di plastica
- Custodia in Alluminio

Classe di Appartenenza: CLASSE I

Normative CE: 93/42/CEE

RDM: 473618/R

CND: Z12120199

SPECIFICHE TECNICHE

Superficie Sferiche Negative e Positive

n.68 lenti concave e n.68 lenti convesse

- 2 lenti da 0.12 D
- 32 lenti da 0.25 D a 4.00 D con incrementi di 0.25 D
- 12 lenti da 4.50 D a 7.00 D con incrementi di 0.50 D
- 18 lenti da 8.00 D a 16.00 D con incrementi di 1.00 D
- 4 lenti da 18.00 D a 20.00 D con incrementi di 2.00 D

Superficie Cilindriche Negative e Positive

n. 38 lenti concave e n. 38 convesse

- 2 lenti da 0.12 D
- 28 lenti da 0.25 D a 3.50 D con incrementi di 0.25 D
- 6 lenti da 4.00 D a 5.00 D con incrementi di 0.50 D
- 2 lenti da 6.00 D

Cilindro Crociato

- 0.25 D

Lenti Prismatiche

n. 10 pezzi

1Δ, 2Δ, 3Δ, 4Δ, 5Δ, 6Δ, 7Δ, 8Δ, 9Δ, 10Δ.

Accessori

n. 10 pezzi

Filtro Maddox, lente smerigliata, n.2 fori stenopeici, n.2 occlusori, fessura stenopeica, filtro rosso, filtro verde, lente neutra