



LM-880P e LM-980

FRONTIFOCOMETRO AUTOMATICO



CE



ELLEGI MEDICAL OPTICS



LM-880P FRONTIFOCOMETRO AUTOMATICO

CE

LM-980 FRONTIFOCOMETRO AUTOMATICO

CON SCHERMO TOUCH



CE

CARATTERISTICHE

- Riconoscimento Automatico Tipo di lente (Sferiche, Progressive, Bifocali)
- Misurazione Rapida e Precisa delle Lenti Progressive
- Marcatore lenti con pennini autoinchiostranti
- Porta USB
- Luce verde a LED
- Metodo di misurazione: Principio di Hartmann con 108 punti
- Misurazione trasmittanza PD e UV
- Stampante Termica
- Misurazione lenti colorate con trattamento oltre 90%

SPECIFICHE TECNICHE

Range di Misurazione

Sfera:

occhiale - 50.00 a + 50.00 D
lente a contatto -25.00 a + 25.00 D
(incrementi: 0.01D, 0.06D, 0.12D, 0.25D)
ADD da 0 a +10 D

Cilindro:

Da -10.00 a + 10.00

(incrementi: 0.01D, 0.06D, 0.12D, 0.25D)

Asse:

Da 0° a 180° (incrementi: 0.01)

Prisma:

Da 0.00 a 15.00 Δ (incrementi: 0.01)

Distanza Interpupillare:

occhio singolo 20 a 39,5 mm
totale 40 a 85 mm

UV:

1% a 100% (incremento: 1%, 5%)

Modalità Misurazione del Cilindro:

(-,+/-,+)

Modalità di Misura Prisma:

coordinate rettangolari (x-y)
coordinate polari (P-B)
Misurazione trasmittanza 10% e oltre

Monitor:

5,6 pollici - schermo monitor multicolore

Corrente:

AC (110V - 220V) ± 10% : 50/60HZ

Potenza Massima:

40w

Peso:

3.6 Kg

Dimensioni (L x P x A):

194 mm x 210 mm x 408 mm

Classe di Appartenenza CLASSE I

Normativa CE Direttiva 93/42/CEE

EN 61010-1:2001

RDM 803356/R

CND Z12120199

ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L.

Via Pisciarelli, 79 - c/o Complesso Altamira - tel.: +39 081 549 96 45 - fax: +39 081 549 80 44
info@ellegimedical.it - www.ellegimedical.it

P.IVA e Reg. Imp. Napoli 05354730631 - REA NA 438621 - Cod. Mecc. NA 044696
Capitale Sociale: 26.000,00 euro int. vers. - IBAN: IT84 D030 3203 4000 1000 0012 529