



UNICOS

URK-800F

AUTO REFRAATTOMETRO / CHERATOMETRO

CE



ELLEGI MEDICAL OPTICS

URK-800F

AUTO REFRACTION / KERATOMETRY

Ampio schermo LCD & Interfaccia intuitiva.

E' possibile verificare l' opacità del cristallino ed eventuali danni alla cornea, può salvare e confrontare 2 immagini per ciascun occhio (max 4 per paziente).

Velocità di misurazione potenziata

Software potenziato per rendere più veloci le misurazioni. A differenza del passato, non c'è bisogno di attendere che l'annebbiamento sia terminato per cominciare la misurazione.

Joystick comodo e funzionale

L'utente può bloccare lo strumento semplicemente muovendo il joystick.

Stampante con taglio automatico

Alta velocità per la stampa dei dati ed il taglio della carta.

Diametro iride e pupilla

Grazie alla funzione di cattura immagine, è possibile misurare facilmente il diametro di iride e pupilla.

Monitor inclinato di 20°

Il monitor è disegnato per poter essere inclinato fino a 20° per rendere più confortevole la misurazione.

Display 7" a colori

Immagini più chiare e nitide grazie al nuovo schermo LCD 7" completamente ridisegnato.

Menu impostazioni facilitato

Schermata del menù ridisegnata per rendere più facile la selezione delle impostazioni.

Misurazioni

R/K	Refrattometria e cheratometria
Ref	Refrattometria
Ker	Cheratometria
CLBC	Misurazione curva lenti a contatto

Refrattometria

Distanza apice corneale lente	0, 10, 12, 13.5, 15mm
SF	da -25.00 a +22. Dt. (0.12Dt. / 0.25Dt)
CIL	da 0.00 a +/- 10.00Dt
ASSE	da 1 a 180°
Cilindro	-, +, +/-
Distanza interpupillare	da 10 a 85mm
Diametro pupillare minimo	Ø 2.0mm



Sensori di temperatura precisi per una corretta compensazione



Design riprogettato

Design riprogettato con grafica ed interfaccia chiari ed icone più visibili.

Mentoniera Elettrica

Per muovere la mentoniera basta semplicemente premere il tasto up and down.

Cheratometria

Raggio di curvatura	da 5.0 a 10.2mm
Potere corneale	da 33 a 67.50Dt
Astigmatismo corneale	da 0.00 a -15.00Dt. (0.12, 0.25Dt.)
Asse	da 1 a 180°
Diametro corneale	da 2.0 a 12.0mm

Altro

Stampante	Termica / Taglio automatico
Stand by	3, 5, 10min
Display	LCD a colori 7" Touch Screen
Alimentazione	AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz / 90W
Dimensioni / Peso	275(W) x 525(D) x 440(H), 20Kg
Mentoniera	Elettrica, escursione max 65mm
Uscita dati	Interfaccia RS-232, uscita video

ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L.

Via Pisciarelli, 79 - c/o Complesso Altamira - 80078 Pozzuoli (NA)
tel.: +39 081 549 96 45 - fax: +39 081 549 80 44 - info@ellegimedical.it - www.ellegimedical.it

P.IVA e Reg. Imp. Napoli 05354730631 - REA NA 438621 - Cod. Mecc. NA 044696
Capitale Sociale: 26.000,00 euro int. vers. - IBAN: IT84 D030 3203 4000 1000 0012 529